

Anti-Cpt1B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

商品番号: CM0010124

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証されたAnti-CPT1Bウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1Bを標的とします。脂肪酸代謝およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPT1B Rabbit mAb
備考/別名	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPT1-M; M-CPT1; MCCPT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1375
遺伝子ID	1375
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92523
タンパク質分子量	66 kDa/79-88 kDa
配送	アイスバッグ