

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Creb1ウサギポリクローナル抗体 - P16220

商品番号: CM0015460



前書き

ヒトCREB1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写制御、概日リズム、細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB1ウサギpAb
備考／別名	CREB; CREB-1; CREB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1385
遺伝子ID	1385
免疫原	ヒトCREB1 (NP_604391.1) のアミノ酸1〜341に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷剤