

抗Creb3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O43889

商品番号: CM0026118

前書き

ヒトCREB3（LZIP/LUMAN）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCREB3を検出します。小胞体ストレス応答（UPR）、免疫、ウイルス病原性に関与する小胞体ストレス転写因子を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB3 Rabbit pAb
備考 / 別名	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	10488
GeneID	10488
免疫原	ヒトCREB3（NP_006359.3）のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43889
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋