

WbおよびElisa用Anti-Creb5ウサギポリクローナル抗体 - Q02930

商品番号: CM0013535

前書き

WBおよびELISAで検証されたCREB5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルに適しています。cAMP応答エレメントに結合して遺伝子発現を調節する転写因子CREB5を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB5 Rabbit pAb
備考/別名	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9586
GeneID	9586
免疫原	ヒトCREB5 (NP_878902.2) のアミノ酸210-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q02930
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ