

抗Crnnウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa） - Q9Ubg3

商品番号: CM0030065

前書き

CRNNウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスコルヌリンと反応します。細胞増殖および重層扁平上皮生物学の研究に最適です。 - Q9UBG3

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRNNウサギpAb
備考/別名	DRCl; PDRC1; SEP53; Clorf10; CRNN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	49860
免疫原	ヒトCRNN (NP_057274.1) のアミノ酸396-495に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UBG3
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ