

Wb、Elisa用 Anti-Crygs ポリクローナル抗体 - P22914

商品番号: CM0026749



前書き

ヒトCRYGS（ガンマクリスタリンS）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける交差反応性が実証されています。水晶体タンパク質および白内障研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYGS Rabbit pAb
備考/別名	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1427
GeneID	1427
免疫原	ヒトCRYGS (NP_060011.1) のアミノ酸1-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22914
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ