


Wb、Elisa用抗Csde1ウサギモノクローナル抗体 - O75534

商品番号: CM0002503



前書き

CSDE1（コールドショックドメイン含有タンパク質E1）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。mRNA分解と翻訳制御の研究に最適で、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSDE1 ウサギmAb
備考/別名	UNR; D1S155E; CSDE1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	7812
GeneID	7812
免疫原	ヒトCSDE1 (NP_009089.4) のアミノ酸1~100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75534
タンパク質分子量	89kDa
発送方法	保冷剤