

WbおよびElisa用Anti-Csnk2A2ウサギポリクローナル抗体 - P19784

商品番号: CM0023459



前書き

ヒトおよびマウスCSNK2A2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。組換えタンパク質免疫原により特異性を保証しています。キナーゼシグナル伝達、細胞周期、アポトーシスの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSNK2A2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1459
GeneID	1459
免疫原	ヒトCSNK2A2 (NP_001887.1) のアミノ酸1-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19784
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋