

Wb、Elisa用抗Ctb4Aポリクローナル抗体 - Q0Jf76

商品番号: CM0022646

前書き

イネ（*Oryza sativa*）由来のCTB4a（LRR-PK1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。植物の受容体様キナーゼとシグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTB4a ウサギ pAb
備考/別名	LRR-PK1; CTB4a
対象種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
GeneID	4335004
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）CTB4aのアミノ酸32～152番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(Q0JF76)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q0JF76
タンパク質分子量	120kDa
配送方法	氷袋