


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ctscポリクローナル抗体 - P53634

商品番号: CM0025322



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質なCTSCウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのジペプチジルペプチダーゼ1（免疫細胞の活性化および皮膚バリア機能に与関するリソソームプロテアーゼ）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTSC Rabbit pAb
備考/別名	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPPI; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1075
免疫原	ヒトCTSC (NP_001805.3) のアミノ酸25-134に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P53634
タンパク質分子量	15kDa/16kDa/52kDa
配送	アイスバッグ