


Anti-Cullin 1 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q13616

商品番号: CM0023203



前書き

ヒトCullin

1を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。ユビキチン-

プロテアソームおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 1 Rabbit pAb
備考/別名	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
種	ヒト
遺伝子ID	8454 (ヒト)
免疫原	ヒトCullin 1 (NP_003583.2) のアミノ酸435-593に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13616
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ