


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cxcl1 ウサギモノクローナル抗体 - P12850

商品番号: CM0004573



前書き

マウスCXCL1に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット(WB)およびELISA用。マウスCXCL1を高特異性で検出。炎症および造血研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL1 ウサギ mAb
備考/別名	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
種	マウス
GeneID (ヒト)	2919
GeneID	14825
免疫原	マウスCXCL1 (NP_032202.1)のアミノ酸25-96に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	マウス
SWISS	P12850
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ