

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cxcl10/Ip-10モノクローナル抗体 - P02778

商品番号: CM0011148



### 前書き

ヒトCXCL10/IP-

10に特異的なウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。研究および診断アッセイ開発におけるケモカインシグナル伝達、炎症、免疫細胞動員の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CXCL10/IP-10 ウサギmAb                                                 |
| 備考/別名       | C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10 |
| 種           | ヒト                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 3627                                                                |
| GeneID      | 3627                                                                |
| 免疫原         | ヒトCXCL10/IP-10 (NP_001556.2) のアミノ酸22-98番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質        |
| 起源          | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                           |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト                                                                  |
| SWISS       | P02778                                                              |
| タンパク質分子量    | 11kDa                                                               |
| 輸送方法        | 氷袋                                                                  |