

Wb、Elisa用抗Cyclin A1ポリクローナル抗体 - P78396

商品番号: CM0017501

前書き

WBおよびELISA用途向けの、ヒトCyclin A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。生殖細胞系列の減数分裂および細胞周期の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin A1ウサギpAb
備考／別名	CT146 ; Cyclin A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8900
GeneID	8900
免疫原	ヒトCCNA1 (NP_001104515.1) のアミノ酸350～450に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P78396
タンパク質分子量	52 kDa
輸送	保冷バッグ