

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗サイクリンG1

ウサギポリクローナル抗体 - P51959

商品番号: CM0026178

前書き

サイクリンG1 (CCNG1) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。サイクリンG1はDNA損傷応答におけるG2/M期停止に関与。細胞周期およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンG1 ウサギ pAb
備考/別名	CCNG; サイクリンG1
種	ヒト
遺伝子ID	900 (ヒト)
免疫原	ヒトサイクリンG1 (NP_004051.1) のアミノ酸200-295に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51959
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ