


Wb、Elisa用抗Cyclin Hウサギポリクローナル抗体 - P51946

商品番号: CM0020940



前書き

ウサギ抗Cyclin

Hポリクローナル抗体（P51946）。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞周期制御とRNAポリメラーゼII転写に必須のCDK活性化キナーゼ複合体の構成因子であるヒトCyclin

Hを標的とします。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin HウサギpAb
備考/別名	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	902
GeneID	902
免疫原	ヒトCyclin H（NP_001230.1）のアミノ酸1～323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51946
タンパク質分子量	38kDa
輸送	アイスバッグ