

Wb、Ihc-P、Elisa用抗サイクリンKウサギポリクローナル抗体 - O75909

商品番号: CM0015740



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのサイクリンKウサギポリクローナル抗体（O75909）。CDKの調節サブユニットであり、RNAポリメラーゼII CTDのリン酸化を介した転写調節に機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンK ウサギpAb
備考/別名	CPR4; IDDHF; サイクリンK
種	ヒト
遺伝子ID	8812 (ヒト)
免疫原	ヒトサイクリンK (NP_001092872.1) のアミノ酸1〜160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75909
タンパク質分子量	64 kDa
配送	保冷バッグ