

## Wb、Elisa用 アンチ-シクロフィリン40 ポリクローナル抗体 - Q08752

商品番号: CM0021797

### 前書き

ヒト シクロフィリン40 (PPID, CYP-40)  
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ラットと交差反応性あり。タンパク質フォールディング、HSP90コシャペロン複合体、アポトーシス、およびウイルス複製の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Cyclophilin 40 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名      | CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40                               |
| 種          | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5481                                                       |
| 遺伝子ID      | 5481                                                       |
| 免疫原        | ヒト シクロフィリン40 (NP_005029.1) のアミノ酸161-370領域内の配列に対応する組換えタンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                  |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                  |
| 交差反応性      | ラット                                                        |
| SWISS      | Q08752                                                     |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                                      |
| 配送         | 氷袋                                                         |