


Wb・Elisa用 抗Cyp11A1 ウサギモノクローナル抗体 - P05108

商品番号: CM0004696



前書き

ヒトCYP11A1に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたWBとELISAで検証済みです。ステロイド生成に関与するミトコンドリアのコレステロール側鎖切断酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP11A1 ウサギmAb
備考/別名	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; チトクロームP450 ファミリー11 サブファミリーA メンバー1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1583
遺伝子ID	1583
免疫原	ヒトCYP11A1 (NP_000772.2) のアミノ酸40～320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05108
タンパク質分子量	42kDa/60kDa
発送	氷袋