


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cyp3A4ポリクローナル抗体 - P08684

商品番号: CM0026270



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギポリクローナル抗CYP3A4抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。薬物代謝、ステロイド生合成、ビタミンD異化研究のターゲットとしてご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP3A4 Rabbit pAb
備考/別名	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1576
GeneID	1576
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08684
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	保冷剤