

If-PおよびElisa用抗Cyp7A1ウサギポリクローナル抗体 - P22680

商品番号: CM0026564



前書き

ヒト検体のIF-PおよびELISAで検証済みのCYP7A1ウサギポリクローナル抗体です。胆汁酸生合成とコレステロール恒常性における重要酵素であるコレステロール7- $\alpha$ -ヒドロキシラーゼを標的とし、代謝研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CYP7A1 Rabbit pAb                                          |
| 備考/別名       | CP7A; CYP7; CYPVII                                         |
| 生物種         | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 1581                                                       |
| GeneID      | 1581                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒトCYP7A1（NP_000771.2）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。 |
| 起源          | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途          | IF-P、ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト                                                         |
| SWISS       | P22680                                                     |
| タンパク質分子量    | 58kDa                                                      |
| 輸送方法        | 氷袋                                                         |