

抗サイトケラチン12（Krt12）ウサギモノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q99456

商品番号: CM0002480

前書き

ヒトのサイトケラチン12（KRT12）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。角膜上皮、中間径フィラメント、ミースマン角膜ジストロフィーの研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン12（KRT12）ウサギmAb
備考/別名	K12; MEC1; サイトケラチン12 (KRT12)
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3859
遺伝子ID	3859
免疫原	ヒト サイトケラチン12（KRT12）(NP_000214.1) のアミノ酸250～494に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q99456
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤