

抗サイトケラチン17（Krt17）モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04695

商品番号: CM0010816

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗サイトケラチン17（KRT17）ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。上皮分化、毛包生物学、乾癬の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	サイトケラチン17 (KRT17) ウサギmAb
備考/別名	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; サイトケラチン 17 (KRT17)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3872
GeneID	3872
免疫原	合成ペプチド：ヒト・サイトケラチン17（KRT17）(Q04695)のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04695
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷剤