

ウェスタンブロット、Elisa用 抗サイトケラチン9 (Krt9)

ウサギモノクローナル抗体 - P35527

商品番号: CM0010148

前書き

ヒトサイトケラチン9 (KRT9)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラ
ットとの交差反応性を有します。手掌足底表皮の分化
および関連するケラチン疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン9 (KRT9) ウサギ mAb
備考/別名	K9; CK-9; EPPK; Cytokeratin 9 (KRT9)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3857
GeneID	3857
免疫原	ヒトサイトケラチン9 (KRT9) (P35527) のアミノ酸254-412に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35527
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ