


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Δ-Catenin/p120 Catenin ポリクローナル抗体 - O60716

商品番号: CM0024396



前書き

δ-Catenin/p120 Catenin (CTNND1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適し、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。細胞接着、転写、シグナル伝達研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	δ-Catenin/p120 Catenin ウサギ pAb
備考/別名	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ-Catenin/p120 Catenin
種	ヒト
GeneID	1500
免疫原	ヒトδ-Catenin/p120 Catenin (NP_001078927.1) のアミノ酸850-968に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60716
タンパク質分子量	108kDa
輸送	保冷バッグ