

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dag1ポリクローナル抗体 - Q14118

商品番号: CM0024029



前書き

ヒトDAG1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのジストログリカンを検出。細胞接着、筋ジストロフィー、ウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAG1 Rabbit pAb
備考/別名	A3a; DAG; AGRNR; I56DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1605
GeneID	1605
免疫原	ヒトDAG1 (NP_004384.4) のアミノ酸654-749に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14118
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスパック