

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Darpp32 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Ud71

商品番号: CM0024652



前書き

ヒトDARPP32（PPP1R1B）に対するウサギポリクローナル抗体。PP1のドーパミンおよびcAMP調節性ニューロンリンタンパク質阻害剤。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。予測バンドサイズは約23 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DARPP32 ウサギ pAb
備考/別名	DARPP32; DARPP-32
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84152
遺伝子ID	84152
免疫原	ヒトDARPP32（NP_115568.2）のアミノ酸配列1-116に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UD71
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷バッグ