

Wb・Elisa用抗Dcaf12ポリクローナル抗体 - Q5T6F0

商品番号: CM0019974



前書き

ヒトDCAF12（DDB1およびCUL4結合因子12）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのDCAF12を認識し、ユビキチン化およびオートファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF12 ウサギpAb
別名	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	25853
GeneID	25853
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDCAF12 (NP_056212.1) のアミノ酸1-85番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q5T6F0
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	保冷剤