

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dcaf7 ウサギポリクローナル抗体 - P61962

商品番号: CM0017790

前書き

ウサギポリクローナル抗体（DCAF7、別名WDR68に対する）。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに使用可能。ヒトおよびマウスサンプルで検証済み。39 kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DCAF7 ウサギ pAb
備考/別名	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10238
GeneID	10238
免疫原	ヒトDCAF7（NP_005819.3）のアミノ酸1-342に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61962
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ