


Anti-Dck Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

商品番号: CM0007635



前書き

ヒトDCK（デオキシシチジンキナーゼ）を標的とする高精度なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヌクレオシドアナログのリン酸化研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] DCK Rabbit mAb
備考/別名	DCK; [KD Validated] DCK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1633
免疫原	ヒトDCK (NP_000779.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P27707
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバック