

Wb、Elisa用 Anti-Dcp1B ポリクローナル抗体 - Q8Izd4

商品番号: CM0019266

前書き

ヒトDCP1Bに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。mRNA脱キャップ機構およびナンセンス媒介分解の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCP1B ウサギ pAb
備考/別名	DCP1; DCP1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	196513
GeneID	196513
免疫原	ヒトDCP1B (NP_689853.3) のアミノ酸386-617に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IZD4
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ