


Wb、Elisa用抗Dctn2ポリクローナル抗体 - Q13561

商品番号: CM0014278



前書き

ヒトDCTN2（ダイナクチンサブユニット2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ダイニン介在性輸送および有糸分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCTN2ウサギpAb
備考／別名	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10540
免疫原	ヒトDCTN2（NP_006391.1）のアミノ酸280～401に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13561
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ