


## 抗Dctn5モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bte1

商品番号: CM0003341



## 前書き

DCTN5ウサギmAbは、ダイナクチンサブユニット5（p25）を標的とするモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ダイニン輸送およびキネトコア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                              |
|-----------|------------------------------------------------|
| 製品名       | DCTN5 ウサギmAb                                   |
| 別名        | DCTN5; dynactin subunit 5                      |
| 対象種       | ヒト                                             |
| 遺伝子ID（ヒト） | 84516                                          |
| 免疫原       | ヒトDCTN5（Q9BTE1）のアミノ酸1-182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                            |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                      |
| 用途        | WB、ELISA                                       |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                     |
| SWISS     | Q9BTE1                                         |
| タンパク質分子量  | 20kDa                                          |
| 輸送方法      | 水袋梱包                                           |