


WbおよびElisa用 Anti-Ddah1 ウサギモノクローナル抗体 - O94760

商品番号: CM0004242



前書き

ヒトDDAH1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットサンプル中のDDAH1を検出します。一酸化窒素調節およびジメチルアルギニン代謝研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDAH1 ウサギ mAb
備考/別名	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23576
遺伝子ID	23576
免疫原	ヒトDDAH1 (O94760) のアミノ酸186-285内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O94760
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ