

抗Ddb1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q16531

商品番号: CM0004180



前書き

DDB1ウサギモノクローナル抗体はWB、IHC-P、ELISAでの使用が確認されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA修復（NER経路）やユビキチン-

プロテアソーム系の研究に有用です。特異的ペプチド免疫原。127kDa。SWISS Q16531。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDB1 ウサギmAb
備考/別名	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1642
GeneID	1642
免疫原	ヒトDDB1 (NP_001914.3) のアミノ酸1041～1140番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16531
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	氷袋