

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Ddcポリクローナル抗体 - P20711

商品番号: CM0028412



前書き

ヒトDDCに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。カテコールアミンおよびセロトニン生合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDC ウサギ pAb
備考/別名	AADC; DDC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1644
GeneID	1644
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDDC (NP_000781.2) のアミノ酸1-137に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20711
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ