


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ddx41 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujv9

商品番号: CM0030620



前書き

ヒトDDX41に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのDDX41（70 kDa）を検出。自然免疫およびRNA代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DDX41 ウサギ pAb
備考/別名	ABS; MPLPF; DDX41
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51428
GeneID	51428
免疫原	ヒトDDX41 (NP_057306.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJV9
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ