


Wb、Elisa用抗Ddx5ポリクローナル抗体 - P17844

商品番号: CM0029430



前書き

ヒトDDX5 (p68 RNAヘリカーゼ) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応性を示します。転写調節、スプライシング、概日リズムの研究に最適です。SWISS: P17844。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DDX5 ウサギ pAb
備考/別名	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1655
遺伝子ID	1655
免疫原	ヒトDDX5 (NP_004387.1) のアミノ酸1〜614番以内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17844
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋梱包