


Anti-Dermcidin (Dcd) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P81605

商品番号: CM0026526



前書き

ヒトDermcidin (DCD)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。抗菌ペプチドおよびがんバイオマーカー研究をサポート。免疫原：アミノ酸20-110。タンパク質分子量：11kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCD ウサギ pAb
備考/別名	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	117159
GeneID	117159
免疫原	ヒトDCD (NP_444513.1) のアミノ酸20-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P81605
タンパク質分子量	11kDa
輸送	保冷バッグ