

Wb、Elisa用抗Dgcr6Lポリクローナル抗体 - Q9By27

商品番号: CM0017981

前書き

DGCR6Lに対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。DGCR6Lは、神経堤細胞の移動に関与する可能性のある核タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DGCR6L ウサギpAb
備考／別名	DGCR6 ; DGCR6L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85359
GeneID	85359
免疫原	ヒトDGCR6L (NP_150282.2) のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY27
タンパク質分子量	25kDa
出荷	保冷バッグ