

Anti-Dhrs2 ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa対応) - Q13268

商品番号: CM0028581

前書き

ヒトDHRS2 (HEP27/SDR25C1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ジカルボニル還元、p53安定化、がん生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DHRS2 ウサギpAb
備考/別名	HEP27; SDR25C1; DHRS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10202
GeneID	10202
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13268
タンパク質重量	30kDa
配送	アイスバッグ