

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dhrs9ポリクローナル抗体 - Q9Bpw9

商品番号: CM0030577

前書き

DHRS9ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。35kDaのタンパク質を検出し、レチノールおよびステロイド代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHRS9 ウサギ pAb
備考/別名	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10170
GeneID	10170
免疫原	ヒトDHRS9 (NP_001135743.1) のアミノ酸18～319に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPW9
タンパク質分子量	35kDa
発送	氷袋