


WbおよびElisa用Anti-Dhtkd1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Hy7

商品番号: CM0025527



前書き

ヒトDHTKD1（2-オキソアジピン酸デヒドロゲナーゼE1成分）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、約103 kDaのバンドを検出します。ミトコンドリア代謝およびリシン/トリプトファン異化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHTKD1 Rabbit pAb
備考/別名	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55526
GeneID	55526
免疫原	ヒトDHTKD1 (NP_061176.3) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96HY7
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ