

Wb、Elisa用抗Dhx30ウサギポリクローナル抗体 - Q7L2E3

商品番号: CM0022660



前書き

WBおよびELISA用のウサギポリクローナル抗DHX30抗体で、ヒトおよびマウスのDHX30（約134 kDa）を検出します。DHX30は、ミトコンドリアリボソーム合成、神経発生、自然免疫に関与するDEAHボックスRNAヘリカーゼであり、ミトコンドリア研究および神経科学研究に適した抗体です。

詳細を学ぶ

パラメータ	詳細
製品名	DHX30 ウサギpAb
備考/別名	DDX30、RETCOR、NEDMIAL、DHX30
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22907
遺伝子ID	22907
免疫原	ヒトDHX30 (NP_619520.1) のアミノ酸336～501内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7L2E3
タンパク質分子量	134 kDa
輸送	保冷バッグ