


Wb、Ip、Elisa用抗Dhx36ポリクローナル抗体 - Q9H2U1

商品番号: CM0030296



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みのDHX36ウサギポリクローナル抗体。遺伝子制御とゲノム完全性に関与するGカルテット分解ヘリカーゼである、ヒト、マウス、ラットのDHX36と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX36 Rabbit pAb
別名	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DHX36
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	170506
遺伝子ID	170506
免疫原	ヒトDHX36 (NP_065916.2) のアミノ酸1~260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2U1
タンパク質分子量	115kDa
発送	氷袋