

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Dhx8 ウサギポリクローナル抗体 - Q14562

商品番号: CM0015839



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのヒトD HX8ウサギポリクローナル抗体。前駆体mRNAスプライシングと核輸送に関与するATP依存性RNAヘリカーゼを標的とします。ヒトと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX8 ウサギ pAb
備考/別名	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1659
GeneID	1659
免疫原	ヒトDHX8 (NP_004932.1) のアミノ酸1001-1220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14562
タンパク質分子量	139kDa
配送	保冷バッグ