


Anti-Dhx9/Rna Helicase A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

商品番号: CM0012487



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証されたウサギモノクローナル抗DHX9/RNAヘリカーゼA抗体。ヒト、マウス、ラットのDHX9（141 kDa）を認識します。転写、RNAプロセッシング、およびヘリカーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX9/RNA Helicase A Rabbit mAb
備考/別名	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDHII; DHX9/RNA Helicase A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1660
GeneID	1660
免疫原	ヒトDHX9/RNA Helicase A (Q08211) のアミノ酸1100-1200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08211
タンパク質分子量	141kDa
配送	氷袋