


Anti-Diaph1ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O60610

商品番号: CM0002907



前書き

ヒトDIAPH1（DIA1/DRF1）特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格および細胞移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DIAPH1 Rabbit mAb
備考/別名	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1729
GeneID	1729
免疫原	ヒトDIAPH1（O60610）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60610
タンパク質分子量	141 kDa
配送	氷袋