

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dkk3ポリクローナル抗体 - Q9Ubp4

商品番号: CM0019812

前書き

ヒトDKK3（Dickkopf関連タンパク質3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで有効性を確認済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。Wntシグナル伝達およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKK3 ウサギ pAb
備考/別名	RIG; CRRL; REIC; DKK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27122
GeneID	27122
免疫原	ヒトDKK3 (NP_056965.3) のアミノ酸22-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP4
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ