

抗Dld/Dldhウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P09622

商品番号: CM0016498



前書き

ジヒドロリポアミドデヒドロゲナーゼ（Dihydrolipoamide dehydrogenase）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのDLD/DLDHと反応します。ミトコンドリア代謝、ヒストンスクシニル化、精子獲得能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLDH/DLD ウサギ pAb
備考/別名	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1738
GeneID	1738
免疫原	ヒトDLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2) のアミノ酸36～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09622
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋梱包